

Dajana Test 3v1

» CHOVATELSTVÍ » AKVARIUM, TERARIUM » akvarijní chemie, testy



Kód produktu 451899

Hmotnost 0,0400

EAN 8594000252771

Dostupnost na hlavním skladě: <10

Dostupné množství na
prodejnách:

<10
Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 6
Obchod VLASTA
<10

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro
osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• U Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor
Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro
osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**
• Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Husovo náměstí 629, Tábor
• +420 736 469 933
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby
Nedostupné

• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 608 999 951
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby
<10

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 720 181 415
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko
Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Masarykova 281, Milevsko
• +420 775 887 537
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Dajana Test 3v1

» CHOVATELSTVÍ » AKVARIUM, TERARIUM » akvarijní chemie, testy

Popis

Základní test vody v akváriu a zahradním rybníčku na pH, Alkalinitu (KH) a celkovou tvrdost (GH). Podrobný návod k použití 1. Vyjměte testovací proužek ze vzduchotěsného obalu. 2. Ponořte proužek do testované vody, tak aby všechny zóny byly smočeny, na 1-2 sekundy. 3. Zjištění hodnoty KH a GH: po vyjmutí proužku z vody jej ihned přiložte k barevné stupnici na zadní straně krabičky a odečtěte hodnotu porovnáním příslušné zabarvené zóny na proužku s barvou na stupnici. 4. Zjištění hodnoty pH: po vyjmutí proužku z vody jej po 1 minutě přiložte k barevné stupnici na zadní straně krabičky a odečtěte hodnotu srovnáním zabarvené pH zóny na proužku s barvou na stupnici. Všeobecná doporučení: Uchovávejte testovací proužky na suchém místě. Uchovávejte testovací proužky v originálním balení. Nesahejte do krabičky s proužky mokřkýma rukama. Alkalinita a celková tvrdost jsou v tabulce uvedeny v německých stupních tvrdosti (KH, GH). Pro převod na jednotky ppm se hodnoty v německých stupních vynásobí faktorem 17,8.

Parametry

Výrobce	Dajana
---------	--------