

Zavařování Moštoměr 10-30%

» ZAHRADA » zavařování, nakládání



Popis

Měření je nejpřesnější při teplotě měřené kapaliny 20 °C. Moštoměr se vloží do měřené kapaliny aby se volně ohyboval, po zklidnění je vidět naměřen hodnota na moštoměru v místě hladiny měřené tekutiny. Délka: 99mm.

Kód produktu	420584
Hmotnost	0,0000
EAN	8590811535874
Balení	100,0000
Množství na paletě	350 000,0000

Moštoměr je vhodný k měření koncentrace zkvasitelných cukrů v moštu kg/hl.

Dostupnost na hlavním skladě:	2,0 ks
Dostupné množství na prodejnách:	1,0 ks

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------